

## SPECIFIKIMET TEKNIKE

Parametrat Teknik	
Reagente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiketimit Flash CLIA- ABEI, me sensitivitet te lartedhestabilitet te gjate</li> <li>• Ndarje me pjesezananomanjetike, e shpejtdheeficente</li> <li>• Substrate teperdorura NaOH, H2O2.</li> <li>• Jetegjatesia ne bord : Jo me pak se 4 Jave.</li> </ul>
Performanca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deri ne 180 Teste/ore</li> <li>• I programuar te punoje 24 ore/dite</li> <li>• Koha per rezultatin e pare 17 min</li> </ul>
Menyrat e Operimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Random, Batch dhe STAT</li> </ul>
Ngarkimi i Serumeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deri ne 40 Pacientenjekohsisht</li> <li>• Ngarkim i vazhdueshem</li> <li>• Lexim me barcode i serumeve</li> <li>• Lidhje LIS</li> </ul>
Ngarkimi i Reagenteve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhomefrigoriferike per serumet</li> <li>• Ngarkim i vazhdueshem I pacienteve</li> <li>• Lexim <b>RFID</b> i te gjithetheinformacioneve te Reagenteve.</li> </ul>
Reagentet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dhomefrigoriferike per reagentet.</li> <li>• Gati per tuperdorur, nukkerkohetasnjetrajtimit ngaperdoruesi (asnjepergatiqe)</li> <li>• Reagentet tekene te inkorporuarkalibratiore <b>LOW</b> dhe <b>HIGH</b> sidhekontrolli te perfshihetbrengakitit.</li> </ul>
Vecori te tjera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RFID ruan te gjithethe info e reagentit</li> <li>• Kalibrimi I pare me 10pika per reagentet.</li> <li>• Stabilitet i kalibrimitderi ne 4 jave.</li> <li>• Detektim i kloteve (Clot Detection)</li> <li>• Deteklim i nivelit te likuideve</li> <li>• Auto-Diluim</li> <li>• Temperatura e inkubimit 37 C</li> </ul>
Sistemi i operimit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 7</li> <li>• Ekran me prekje</li> </ul>
Nderlidhja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikim i dyanshem me LIS permes protokollit ASTM</li> </ul>
Paneli i Testeve	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Markerat Tumoral</li> <li>• Paneli i Tiroideve</li> <li>• Fertilitet</li> <li>• Torch</li> </ul>

- EBV
- Infektive
- Metablolzmi i Kockave
- Immunoglobulina
- Prenata Screening i plote (Bashke me Software)
- Anemi
- SemundjeInfektive
- Metabolizmi i Glyko
- Funksioni i veshkave
- MonitorimDroge
- FibrozaHepatike
- Monitorimi i Inflamacioneve

## SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

### Parametrat Teknik

#### Reagente

#### Performanca


#### Menyrat e Operimit

#### Ngarkimi i Serumeve

#### Ngarkimi i Reagenteve

#### Reagentet

#### Vecori te tjera



- Etiketimit Flash CLIA- ABEI, me sensitivitet te lartedhestabilitet te gjate
- Ndarje me pjesezananomanjetike, e shpejtdheeficente
- Substrate teperdoruraNaOH, H2O2.
- Jetegjatesia ne bord : Jo me pak se 4 Jave.
- Deri ne 180 Teste/ore
- I programuar te punoje 24 ore/dite
- Koha per rezultatin e pare 17 min
- Random, Batch dhe STAT
- Deri ne 40 Pacientenjekohsisht
- Ngarkim i vazhdueshem
- Lexim me barcode i serumeve
- Lidhje LIS
- Dhomefrigoriferike per serumet
- Ngarkim i vazhdueshem I pacienteve
- Lexim**RFID** i te gjithetheinformacioneve te Reagenteve.
- Dhomefrigoriferike per reagentet.
- Gati per tuperdorur, nukkerkohetasnjetrajtjim ngaperdoruesi (asnjepergatitje)
- Reagentettekene te inkorporuarkalibratiore**LOW dhe HIGH**sidhekontrolli te perfshihetbrengakitit.
- RFID ruan te gjithe info e reagentit
- KalibrimI pare me 10pika per reagentet.
- Stabilitet i kalibrimitderi ne 4 jave.
- Detektim i kloteve (Clot Detection)


Sistemi i operimit

Nderlidhja

- Deteklim i nivelit te likuideve
- Auto-Diluim
- Temperatura e inkubimit 37 C
- Windows 7
- Ekran me prekje
- Komunikim i dyanshem me LIS permes protokollit ASTM

Paneli i Testeve

- Markerat Tumoral
- Paneli i Tiroideve
- Fertilitet
- Torch
- EBV
- Infektive
- Metabozmi i Kockave
- Imunoglobulina
- Prenata Screening i plote (Bashke me Software)
- Anemi
- Semundje Infektive
- Metabolizmi i Glyko
- Funksioni i veshkave
- Monitorim Droge
- Fibroza Hepatike
- Monitorimi i Inflammacioneve



Open  
Albania

Public Health Sector

**Sasia e mallit që kërkohet: Sipas njesive dhe sasive te percaktuara ne DST.**

**Afatet e levrimit: Levrimi I mallit do te behet Brenda 10 (dhjete) dite nga data e lidhjes se kontrates.**